



인솔

인솔

기본 인솔

제품 이미지	품명	품번	규격
	평발용 인솔	193764	235~300

노바패드 인솔

제품 이미지	품명	품번	규격
	편평족 인솔	989810000	235~300
	바닥면 	989808968	235~300
	쿠션 인솔	989820000	235~300
	분리형 	989820174	235~300
	무지 인솔	989899000	235~300
	바닥면 	989899968	235~300
	소아용 인솔 (※ 성인 사이즈 주문 가능)	980189	피그레코 커버 바닥면 커버 / 미디움 130~230
		980260	2mm 패딩 바닥면 패딩 / 와이드 130~230
		980360	피그레코 커버 2mm 패딩 바닥면 커버&패딩 / 내로우 130~230
	구두용 인솔	987405	여성 / 하이 / 뽕족
		987406	여성 / 하이 / 사각
		987400	여성 / 노멀 / 뽕족
		987401	여성 / 노멀 / 사각
		987410	남성 / 내로우 / 라운드
		987415	남성 / 내로우 / 사각
		987418	남성 / 와이드 / 사각
	골프 인솔	987618	235~300 축구 인솔은 200mm부터 가능
	라켓 인솔	987616	
	축구 인솔	987610	
	볼스포츠 인솔	987661	
	등산 인솔	987623	
	워킹 인솔	987620	

노바패드 편평족 인솔

스킨 필름 기술이 적용된 노바패드 편평족 인솔은 얇고, 발 구조에 최적의 지지력과 고퀄리티를 겸비한 경량 디자인입니다. 편안한 착용감과 강화유리섬유 보강재로 높은 안정성이 제공되며, 세로 아치와 뒤꿈치, 종족골 쿠션은 국부적인 압력을 감소시킵니다. 노바패드 편평족 인솔은 열 성형으로 개인의 발에 맞게 모양을 만들 수 있습니다.



적응증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증

노바패드 쿠션 인솔

스킨 필름 기술이 적용된 노바패드 쿠션 인솔은 뒤꿈치에 과다한 압력이 부하되는 경우에 사용 할 수 있도록 설계되었으며, 특히 뒤꿈치 통증 완화에 특화 되었습니다. 뒤꿈치 중앙 부분을 해부학적으로 정교하게 공간을 주고, 쿠션을 넣어줌으로써 뒤꿈치와 족저근의 힘을 낮춰 구조적으로 안정감을 줍니다. 강화유리섬유 보강재로 아치의 안정성을 높였으며, 열 성형을 통해 개인의 발에 맞춰 모양을 잡을 수 있습니다.



적응증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증
뒤꿈치 돌출

노바패드 무지 인솔

노바패드 무지 인솔은 엄지발가락 중족지관절의 움직임이 제한된 경우에 사용하기 위해 특별히 디자인 되었습니다. 무지용 강직 스프링이 엄지발가락의 중족지관절에 부목 역할을 해주어 이동성을 제한하고, 강화유리섬유 소재의 얇고 가벼운 보강재로 높은 안정성과 착용감, 최적의 지지력을 제공합니다. 노바패드 무지 인솔은 열 성형으로 개인의 발에 맞게 모양을 만들 수 있습니다.



적응증
횡아치소실 발
Z모양 발
편평족
요족
무지외반증
무지 관절염

노바패드 소아용 인솔

뒤꿈치를 감싸며 아치를 보강해주는 노바패드 소아용 인솔은 뒤꿈치를 감싸는 컵 모양의 면이 높게 형성되어 있어 우수한 편안함을 제공하며 틀어진 뒤꿈치의 정렬을 바르게 지지하고 교정합니다.
원하는 치료 결과를 얻기 위해서는 신발과 인솔에 발을 최대한 효과적으로 지지해두는 것이 매우 중요합니다.



안쪽 상단부의 뒤꿈치 라운딩과 곡선 디자인은 발을 최적의 모양으로 만들어 줍니다.
이는 압력 분포를 돕고 안정감 있는 착용감과 함께 원하는 케어를 받을 수 있습니다.



바깥쪽 하단부의 힐 플랫토는 접촉면이 확대되어 인솔이 기울어지는 것을 방지함과 동시에 신발로의 힘 전달을 향상 시킵니다.
이 효과는 아치를 더 효과적으로 지지하고 추가적으로 발목 관절을 안정시킵니다.

노바패드 구두용 인솔

구두를 매일 신는 사람들은 발에 많은 피로도가 쌓이는데, 노바패드 구두용 인솔은 과부하로 인한 발의 손상을 방지하고 피로를 줄여주는 구두 전용 인솔입니다. 검증된 필름 기술로 제조된 고품질 플라스틱 인솔이며, 인솔의 모양과 높이가 매우 낮아 구두에 최적화 되었습니다.
노바패드 구두용 인솔은 평발, 요족 뿐만 아니라 스플레이 풋, 족부 외반골, 종족골 통증 등 다양한 적응증에 맞게 설계 되었으며, 사용자 개별 맞춤을 위해 성형이 가능합니다.



(구두용 인솔 내부 기능)

- ① 고품질 극세사 커버 - 냄새 방지
- ② 전족부 천공 - 통풍 원활
- ③ 전족부 패딩 - 종족골의 압력 분배 및 통증 완화
- ④ 트러스 패드 - 전족부 지지 및 힐리프
- ⑤ 뒤꿈치 패딩 - 뒤꿈치 안정화
- ⑥ 세로 아치 지지대 - 후족부의 안정화 및 통증 완화

노바패드 인솔 열성형 방법


〈전체 성형〉

- ① 80-120도 오븐에 제품을 넣고 8분 녹임
- ② 오븐에서 꺼내어 형틀에 올려둔 뒤 진공 압축
- ③ 열식힘(10분) 후 진공 해제
- ④ 성형 완료



〈부분 성형(아치)〉

- ① 히트건 400-500도
- ② 15-20cm 거리에서 2-5분 정도 가열
- ③ 원하는 형태로 변형
- ④ 열식힘(10분)
- ⑤ 성형 완료





노바패드 골프 인솔은 골프의 다양한 동작에 맞춰 적용됩니다.
골프 인솔은 필드를 걸을 때 편안함과 지지력을 제공할 뿐만 아니라
안정적인 보행 기반을 제공합니다.

사용 영역 :

- 골프

적용 예 :

- 외반족
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징 :

- 아치 구조의 지지 및 편안함
- 후족부 가이드 라인으로 안정화
- 연속적인 쿠션 층
- 발 뒤꿈치와 엄지발가락 관절의 추가적인 압력 감소
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



노바패드 라켓 인솔은 발을 보호하는 기능 외에도
빠른 방향 전환과 다양한 런닝 동작들이 주는 부담을 덜어주고,
과도한 손상과 이미 과도하게 변형된 발의 구조를 완화시킵니다.

사용 영역 :

- 테니스
- 배드민턴
- 스쿼시
- 탁구

적용 예 :

- 외반족
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징 :

- 종족부와 후족부의 안정화 및 지지
- long sole 쿠션으로 압력 감소
- 전족부 바깥쪽 가장자리 지지
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



축구는 세계에서 가장 인기 있는 스포츠 중 하나입니다.
발은 빠르게 변화하는 움직임 패턴이 주는 과도한 긴장으로 인해 부상으로 이어지기도 합니다.
노바패드 축구 인솔은 축구화의 착용감과 편안함을 향상시켜
부상 예방에 기여합니다.

사용 영역 :

- 축구

적용 예 :

- 외반족
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)
- 종족골 통증

구조적 특징 :

- 축구화에 최적화 된 좁은 형태
- 발의 아치를 지지
- 발의 회내 작용 지지에 의한 전족부 안정화
- 힐킵 모양으로 뒤꿈치와 종족부 안정화
- 엄지발가락 관절쪽의 추가 쿠션으로 편안함
- 향균이 가능한 아루X 탑 커버 적용
- 200mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈





볼 스포츠는 달리고, 뛰고, 돌고, 멈추는 동작과 같은 변화를 특징으로 합니다. 특히 엄지발가락, 발 안쪽 그리고 전족부는 과도한 스트레스를 받기 때문에 발, 무릎, 엉덩이 그리고 등에 통증을 유발할 수 있으며, 굳은살이 생길 수 있습니다. 노바패드 볼 스포츠 인솔은 강하게 영향을 받은 곳의 통증을 감소시키는 것과 동시에 스포츠별 불편 사항을 완화하고 편안한 착용감을 보장합니다.

사용 영역 :


- 농구
- 핸드볼
- 배구

적용 예 :

- 아킬레스건 통증
- 발목터널 증후군
- 무릎 통증
- 외반족
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징 :

- 중족부와 후족부의 안정화 및 써포트
- 전족부 쿠셔닝으로 편안함
- 전족부 바깥쪽 써포트
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



달리기와 등산을 좋아하는 사람들의 수가 증가함에 따라, 그로 인한 염좌와 부상의 수 또한 증가했습니다. 노바패드 등산 인솔은 발바닥 지지로 발목의 내전을 증가시켜 염좌와 같은 부상을 예방 할 수 있습니다.

사용 영역 :

- 런닝
- 등산

적용 예 :

- 아킬레스건 통증
- 발목터널 증후군
- 무릎 통증
- 외반족
- 평발
- 스플레이 풋(횡아치 소실 발)

구조적 특징 :

- 세로 방향의 아치와 전족부 써포트
- 뒤꿈치와 중족골 헤드 아래에 추가 패딩을 통한 압력 분배 및 통증 완화
- 신발 사이즈에 따른 3가지 강점
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈



조깅을 하는 사람들 중 10%의 인원은 족저근막염이나 뒤꿈치 통증을 겪고 있습니다. 그로인해 걷는 것은 고통이 되고 보상 동작은 더 큰 문제를 일으킵니다. 노바패드 조깅 인솔은 관절의 통증을 완화하고 예방 할 수 있습니다.

사용 영역 :

- 일상 생활, 조깅

적용 예 :

- 족저근막염
- 뒤꿈치 통증

구조적 특징 :

- 족저근막 힘줄 모양에 따라 부착된 패드
- 강한 아치 써포트로 적절한 압력 분산
- 부드러운 롱-솔 쿠션
- 고품질 극세사 탑 커버
- 235mm ~ 300mm 까지의 다양한 사이즈

